

# MULTICUT EASY & EASY PLUS

## Metalografik Numune Kesme Cihazı

Multicut Easy, metalografik numune hazırlama işlemlerinde kullanılan ve yüksek kalitede yüzeyler elde etmenizi kolaylaştıracak manuel bir kesme cihazıdır. Multicut Easy Plus seçeneği ise yüksek derinlikteki parçalarınızı, hareketli tablası sayesinde tek seferde hassas bir şekilde kesmenize olanak sağlar.

- | Kesme işlemleri için özel olarak üretilmiş güçlü motor
- | Korozyona karşı etkili termoplastik iç kaplama
- | Güçlü su pompası sayesinde hızlı soğutma ve kolay temizlik
- | IP67 sertifikalı sudan ve tozdan etkilenmeyen kontrol paneli



## / TEKNİK VERİLER

**Ø305** mm

Disk Kapasitesi

**Ø115** mm

Kesim Kapasitesi

**3** kW

Motor Gücü

## / ÜRÜN DETAYLARI



## / TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Dönüş Hızı

**2800** rpm

Tabla Ölçüleri

**295x285** mm

T-Slot Ölçüsü

**10** mm

Disk Kiti

**32** ve **12.7** mm

Su Pompası

**30** Litre/dk

Tabla Hareket Mesafesi

**225** mm\*

Ölçüler ( w x d x h)

**675x695x550** mm

Ağırlık

**125** kg

Güç Kaynağı

**380V**  
**50/60** Hz

\*Multicut Easy Plus