

# MULTICUT SENSE

## Otomatik Metalografik Numune Kesme Cihazı

Multicut Sense, metalografik numune hazırlama işlemlerinde kullanılan ve en hassas yüzeyleri elde edebileceğiniz otomatik bir kesme cihazıdır. 4.3" renkli dokunmatik ekranı ile tüm parametrelerin kolaylıkla belirlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanır.

- | Servo motor sistemine sahip hassas tabla hareketi
- | Kesme işlemleri için özel olarak üretilmiş güçlü motor
- | Korozyona karşı etkili termoplastik iç kaplama
- | Güçlü su pompası sayesinde hızlı soğutma ve kolay temizlik



## / TEKNİK VERİLER

**Ø200** mm

Disk Kapasitesi

**Ø74** mm

Kesim Kapasitesi

**3** kW

Motor Gücü

## / ÜRÜN DETAYLARI



## / TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Dönüş Hızı

**500-2800** rpm

Tabla Ölçüleri

**295x285** mm

Program Hafızası

**15** Kayıt

Disk Kiti

**12.7/22** mm

Kesim Modları

**Düz** Kesim  
**Dengeli** Kesim

Ayarlanabilir Tabla Hızı

**0-5** mm/s

Ölçüler ( w x d x h)

**670x695x460** mm

Ağırlık

**125** kg

Güç Kaynağı

**380V**  
**50/60** Hz