


FUTURE-TECH
SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI

FLV-AR SERİSİ
Load-Cell Sistemli Otomatik
Vickers Sertlik Ölçme Cihazı

- Test metotları: Vickers, Knoop, Brinell
- Test yükü aralığı:
  FLV-10AR: 0.01-10 kgf
  FLV-50AR: 0.05-50 kgf
- Otomatik fokus, okuma ve X-Y-Z hareketi
- Yüksek performanslı FT-ZERO yazılımı



FM-X SERİSİ
Vickers Sertlik Ölçme Cihazları

- Test metotları: Vickers, Knoop, Brinell, Kc
- Test yükü aralığı: 0.001-10 kgf
- Load-Cell veya ölü yük seçeneği
- Otomatik sertlik izi okuma ve raporlama
- Sertlik sonucunu Rockwell cinsinden görüntüleme



FM & FV SERİSİ
Vickers Sertlik Ölçme Cihazları

- Test metotları: Vickers, Knoop, Brinell, Kc
- Test yükü aralığı:
  FM Serisi: 0.001-2 kgf
  FV Serisi: 0.3-50 kgf
- Brinell ve Kırılma Tokluğu uygulamaları
- Sertlik sonucunu Rockwell cinsinden görüntüleme



mikrotest
The Key to Materials Science

FUTURE-TECH

LC-200R SERİSİ

Full Otomatik Load-Cell Sistemli
Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı

- Test metotları: Rockwell, Brinell
- Yük sistemi: Load-Cell
- Test yükleri (Rockwell): 15-30-45-60-100-150 kgf
- Test yükü aralığı (Brinell): 6,25 - 187,5 kgf
- Sertlik sonucunu Vickers cinsinden görüntüleme



FR-X SERİSİ


Dijital Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı

- Test metotları: Rockwell
- Ön yükler: 3-10 kgf
- Test yükleri: 15-30-45-60-100-150 kgf
- Max. indentasyon derinliği görüntüleme
- Sertlik değerini Vickers cinsinden görüntüleme
- Ekstra yüksek numuneler için FR-XL seçeneği



SERTLİK MASTARLARI & UÇLARI

- Rockwell, Brinell ve Vickers cinsinden sertlik mastarları ve sertlik ölçüm uçları
- Uluslararası standartlara uygun sertifikalı veya sertifikasız seçeneklere sahip
- Sertlik mastarlarında çeşitli ölçü seçenekleri



mikrotest
The Key to Materials Science