

JINUOSH
YÜKSEK HASSASİYETLİ OPTİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

| VİDEO ÖLÇÜM CİHAZLARI & FLAŞ ÖLÇÜM CİHAZLARI & MİKROSKOPLAR

E SERİSİ
Manuel Video Ölçüm Sistemi

- Alt yeşil ışık kaynağı ile daha net görüntüleme olanağı sunar
- Yüksek çözünürlüklü HD renkli kamera
- Koordinat sistemini istediğiniz gibi oluşturup ayarlamak çok kolay
- Kullanıcı dostu yazılımı ile kolay ve güçlü ölçümlere erişin
- Lazer işaretleyici sayesinde kompleks yapıdaki parçalarda bile ölçülen numunenin istenilen pozisyonunu bulabilme
- Z ekseni otomatik fokus özelliği eklenirse manuel cihazda dahi yarı otomatik cihazların sunduğu ekstra fonksiyonlara sahip olunabilir
- Yüksek hassasiyetli granit taban ve kolon sayesinde yüksek stabilite ve sağlamlık sunar



FMV SERİSİ
Yüksek Hızlı Ölçüm Cihazı

- FMV serisi ürünler geniş alan görüntü ölçüm sistemine sahiptir
- Görüntü dikiş teknolojisi ile pozisyon, ebat, şekil, delik konumu, alan ve diğer hat, çerçeve, PCB, ızgara tahtası, hassas metal sac ve diğer ürünlerin tam boyut ve yüksek hızda ölçümleri
- Entegre piksel nokta ölçümü ve geçit yer değiştirme hesaplaması
- Görüntülenen alanda saniyede yüzden fazla pozisyon tespit edilebilir, ölçüm verimliliği geleneksel ölçüm ekipmanlarından 50 kattan daha fazladır
- Çevrimiçi ölçüm, otomatik yük uygulama ve yükten çekme ve otomatik gruplama için özelleştirilebilir



mikrotest
The Key to Materials Science

C SERİSİ
Otomatik Video Ölçüm Sistemi

- Stabil, emniyetli ve güvenilir entegre sistem
- Hızlı oto fokus ve otomatik kenar tarama
- Mükemmel programlama ve otomatik ölçüm foksiyonu
- Üç eksenli, servo motora sahip kapalı devre kontrol sistemi
- Hassas pozisyonlama, yüksek hareket hassasiyeti, yüksek hassasiyetli granit taban, çalışma platformu ve kolon



M SERİSİ
Yarı Otomatik Video Ölçüm Sistemi

- Z Ekseni: Otomatik ; Lens: Otomatik Zoom
- Yazılım destekli ışık ayarlama
- Alt ışık kaynağı ile daha net görüntüleme
- Kullanıcı dostu yazılımı ile kolay ve güçlü ölçümler
- Çeşitli veri işleme, görüntüleme, girdi ve çıktı seçenekleri
- Yüksek hassasiyetli granit taban ve kolon sayesinde yüksek stabilite ve sağlamlık
- Lazer işaretleyici sayesinde kompleks yapıdaki parçalarda bile ölçülen numunenin istenilen pozisyonunu bulabilme



G SERİSİ
Otomatik Video Ölçüm Sistemi

- Yüksek hassasiyetli otomatik ölçüm, otomatik lens
- Yıpranmayan ve aşınmayan ray sistemi
- Yüksek hassasiyetli hareket ve pozisyonlama
- 4 eksenli otomatik döngü kontrolü
- Yüksek çözünürlüklü renkli kamera
- Düzenlenebilir CNC programı
- Yüksek hassasiyetli granit taban, çalışma platformu ve kolonu ile uzun ömürlü stabil sistem
- Joystick kontrollü otomatik fonksiyonlar: oto-fokus, oto-ölçüm, oto-kenar, lamba ışığı otomatik ayarı, otomatik değişim oranı

