
mikrotest
The Key to Materials Science

MULTICLEAN

Otomatik Numune Temizleme Cihazı



- Rijit titreşimsiz sağlam gövde.
- Birden fazla numunenin el değmeden temizlenmesi ve kurutulması
- Herhangi bir kimyasal veya alkol gerektirmeyen ultrasonik temizlik
- Aynı anda 6 adet numune temizleme kapasitesi
- Numune temizliğine ayrılan sürede %50 tasarruf
- Yıkama sonrası iki farklı kurutma modu





mikrotest
The Key to Materials Science